

KASUTUSJUHE

Timesulin® ajalugeja on Sinu olemasoleva insuliini penni (eeltäidetud pen-süstel) asendusotsik, milles asub taimermehaanismo, mis loeb aega viimasest teostatud insuliini süstist.



1. Ajalugeja aktiveerimiseks eemalda ekraani kaitsekile ning veendu, et ekraanil hakkab vilkuma 00:00.

2. Asenda oma insuliini penni originaalotsik Timesulin® ajalugejaga. Veendu, et see sobitub kindlalt penni otsa (kuuled sulguri klõpsatust).

3. Igapäevases kasutuses näitab Timesulin® ajalugeja aega, mis on möödunud viimasest insuliini süstist.

- Ajalugeja aktiveerimise järgsel esimesel tunnil kuvatakse ekraanil aega minutites ja sekundites ehk vormingus MM:SS (näed sekundite lugemist).

- Pärast kuuekümmne minuti möödumist lülitub ajalugeja tundide ja minutite režiimile ehk vormingusse HH:MM (enam ei näe sekundite lugemist).

- *Kontrolli alati enne süstimist ekraani vähemalt 2 sekundit, et veenduda, kas aega loetakse HH:MM režiimis või MM:SS režiimis. Kui viimane number loeb sekundeid, siis kuvatakse aeg minutites ja sekundites, mitte tundides ja minutites.*

- Ajalugeja loeb kuni 99 tundi ja 59 minutit.

- Timesulin® ajalugeja alustab uue aja lugemist vaid siis, kui ta on insuliini penni otsast kauem kui 8 sekundit eemaldatud. Selle aja jooksul saad kiiresti kontrollida insuliini kogust pennis ilma ajalugejat uuesti lähtestamata.

- Pärast iga insuliini süsti kontrolli ekraanilt, et ajalugeja on alustanud uuesti ajalugemist ja ekraanil vilgub 00:00.

- Kui ajalugeja patareid on tühi, tuleb Timesulin® ajalugeja asendada uue ajalugejaga ning vana viia kasutatud patareide kogumispunkti. Patareid ei ole vahetatav.

Kasutamine: Timesulin® ajalugeja on mõeldud täpseks ja ohutuks tööks. Ajalugejat tuleb hoolikalt hoida.

Timesulin® ajalugejat võib hoida samas keskkonnas nagu insuliini penni. Pärast iga süstimist eemalda alati kasutatud nõel ja hoia insuliini penni ilma nõelata, et insuliini ei lekiks Timesulin® ajalugejasse.

Võid puhastada toote välispinda niiske desinfitseeriva puhastuspadjakesega. Ära leota, pese ega määri ajalugejat kuna see võib kahjustada ajalugejat.

Tähelepanu: Timesulin® ajalugeja on ainult lisa võimalus, mida saab kasutada aitamiseks Sul meenutada, kas oled oma insuliini süsti juba teinud või mitte. Sina kui kasutaja säilitad täieliku vastutuse oma ravimite manustamise eest õigel ajal. Patients Pending Ltd ei vastuta juhuslike või kaudsete tagajärgede eest, kaasa arvatud, ja mitte ainult, kahjustuste või vigastuste eest, mis tulenevad toote rikest. Järgi alati oma arsti ravisoovitusi.

Garantii: Patareid kestvus on üks aasta, ekraan tuhmub patareid kasutusaja lõppemisel. Patareid ei ole vahetatav. Säilivus 3 aastat enne ajalugeja aktiveerimist.

Garantii alla ei kuulu insuliini lekkimisest ajalugejasse tekkinud rikked.

Tootja: Patients Pending Ltd, 145-157 St John Street, London, ECI V 4PY, Ühendkuningriik.

E-post: support@timesulin.com

[f](https://www.facebook.com/timesulin)/timesulin [t](https://www.twitter.com/timesulin)@timesulin

Kui ei ole märgitud teisiti, on Timesulin®, Timesulin® logo, Patients Pending ja kõik muud kaubamärgid Patients Pending Ltd omand.

©2012 Patients Pending Ltd.

Timesulin® ajalugeja maaletooja:

NordCare Estonia OÜ, Uus 14, Tallinn 10111, Eesti.

Tel: +372 5058820; info@sugarmill.eu

Täiendav abi: <http://support.timesulin.com/> või info@sugarmill.eu